

NemoCast

Logiciel d'orthodontie numérique



ALIGNEURS TRANSPARENTS

Pratiquez l'orthodontie par aligneurs transparents grâce à une technologie de pointe.



BIOTECH DENTAL

NEMOTEC
A BIOTECH DENTAL COMPANY



Les aligneurs transparents Qu'est-ce que c'est ?

- ✓ Taquet pour aider au mouvement.
- ✓ Aligneur thermoformé selon le biomodèle.
- ✓ Biomodèle élaboré grâce au logiciel NemoCast.
- ✓ Espace laissé pour placer le taquet.



smilers
EXPERT

Les gouttières sont des dispositifs orthodontiques amovibles, plus discrets que les bagues métalliques, destinées à corriger les malpositions dentaires.

Le plan de traitement est élaboré sur mesure, pour chaque patient, grâce au logiciel **NemoCast** qui prend en compte des paramètres orthodontiques idéaux.

Comment ça fonctionne ?

Le processus de fabrication


Grâce au logiciel **NemoCast**, vous pourrez élaborer un plan de traitement orthodontique selon des critères esthétiques et fonctionnels.

Le diagnostic est posé numériquement : analyse des angles, déviations, clés d'occlusion d'Andrews, Bolton, etc...

La **simulation des séquences de mouvements dentaires** permet de visualiser le traitement étape par étape et de présenter le résultat final.

Vous avez la liberté de modifier la timeline de votre traitement dent par dent, ainsi que de créer vos propres taquets et modifier leur positionnement.

Lorsque le plan de traitement est terminé, un biomodèle est généré pour chaque étape. Enfin, **l'aligneur est produit par thermoformage** sur le biomodèle.






Nous accompagnons votre réussite sur une large gamme de cas

Il est possible de traiter **tous types de malpositions** avec des aligneurs, du **simple alignement** aux **cas les plus complexes** (dans lesquels l'usage d'élastiques, minivis et chaînettes peut être nécessaire).


ENCOMBREMENT




ESPACEMENT




SUR-OCCLUSION



SOUS-OCCLUSION



ARTICULÉ CROISÉ



BÉANCE




Qu'est-ce que le logiciel NemoCast ?

NemoCast est un logiciel d'orthodontie qui permet de créer un traitement complet depuis l'analyse de l'empreinte digitale jusqu'à l'impression 3D de l'aligneur, en passant par le diagnostic et le plan de traitement virtuel.

L'interface simple et intuitive classe tous vos cas cliniques en séparant ceux qui sont en préparation de ceux à l'étape diagnostic et plan de traitement.

NemoCast permet aussi de communiquer à votre patient afin qu'il puisse visualiser l'évolution 3D du traitement dans le temps et ainsi voir un avant/après en vidéo 3D. Cela est essentiel pour lui permettre de comprendre son traitement et mieux y adhérer.



Les bénéfices



Economiser de l'argent et de l'espace grâce à l'archivage digital des modèles



Un diagnostic plus juste et une plus grande prédictibilité de résultat



Gain de temps dans l'élaboration du plan de traitement



Digital Smile Design à toute étape du traitement



Communication facilitée avec le patient



Impression du produit fini

Les possibilités



Connection entre plusieurs types de machines (tous types de scanners intra-oraux, ordinateurs...).



Segmentation automatique des racines et des dents



Intégration multidisciplinaire avec tous les autres modules NemoStudio.

Pourquoi choisir NemoCast ?

NemoCast est en continuelle optimisation selon les dernières technologies disponibles. Le logiciel offre une plus grande précision et prédictibilité de résultat pour vos traitements.



Technologie intuitive qui permet un contrôle total du traitement, y compris au fil du temps pour vérifier sa bonne évolution.



Un logiciel 3D qui devient un outil de plus en plus indispensable



Meilleure confiance en votre planification de traitement grâce à une communication optimisée avec vos patients.





Suite NemoStudio




Tout-en-un

NemoStudio est l'unique plateforme numérique multidisciplinaire, ouverte et flexible, pour la dentisterie



UNIQUE

Plateforme intégrant toutes les spécialités de la dentisterie.



OUVERT

Logiciel ouvert et compatible avec n'importe quel appareil clinique.



LE SERVICE EN PRIORITE

Support après-vente et formation.

A propos de Nemotec



Nemotec est une société espagnole spécialisée dans les technologies de l'industrie dentaire.

Elle a été fondée en 1992 pour fournir aux cabinets dentaires, cliniques, laboratoires et entreprises des solutions flexibles et ouvertes pour diagnostiquer, planifier, imprimer des dispositifs dentaires professionnels et communiquer visuellement et efficacement les plans de traitement aux patients.

Nemotec répond aux besoins de spécialités de la dentisterie tels que l'orthodontie, l'orthognathie, l'implantologie et le design du sourire.



Nemotec emploie actuellement 50 personnes issues de spécialités différentes. Présente dans plus de 71 pays, la société s'appuie sur un réseau de distributeurs à travers le monde.

L'entreprise présente la nouvelle version de sa plateforme numérique multidisciplinaire pour la dentisterie dans le monde connue sous le nom de NemoStudio. La technologie de Nemotec est reconnue par des professionnels prestigieux de différentes disciplines.



NemoCast et suite NemoStudio fabriqués par Software Nemotec, S.L. Outil de soutien au diagnostic et du plan de traitement pour la dentisterie et la chirurgie orale et maxillofaciale. Dispositifs médicaux de classe Im. CE2797. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Toutes les marques sont sous la responsabilité de leur fabricant. Avant utilisation, se référer au manuel d'utilisation de chaque produit. Visuels non contractuels. Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon de Provence - France. S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - Miramas - France. Ne pas jeter sur la voie publique.

www.nemotec.com