



DENTEO
BIOTECH DENTAL

BIOTECH DENTAL DENTEO



- CATALOGUE -



BIOTECH DENTAL



DENTEO
BIOTECH DENTAL

LE GROUPE BIOTECH DENTAL, PARTENAIRE DU CABINET DENTAIRE 2.0

Depuis sa création en 1987, Biotech Dental s'est engagé à développer une forte relation de confiance avec les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires. C'est ensemble, que nous concevons et développons des gammes de produits toujours plus adaptées aux défis du futur. Notre positionnement se trouve à la croisée de leurs attentes, de l'innovation et de la technologie.

Permettre aux praticiens de proposer les meilleurs produits au meilleur prix, à leurs patients : tel est l'objectif premier de Biotech Dental.

Avec plus de deux millions d'implants dentaires vendus, nous avons contribué à l'amélioration de la vie de milliers de patients dans le monde grâce à tous les chirurgiens-dentistes qui nous ont fait confiance. Forts de notre expertise et de notre savoir-faire, nous avons fait le choix d'être pionniers de cette évolution à travers des technologies innovantes.

Au cours de ces dernières années, nous avons intégré de nouveaux savoir-faire, investi plus 10 % de notre chiffre d'affaires en recherche et en développement pour être en mesure de développer et proposer des solutions à la pointe de l'innovation.

Nous sommes aujourd'hui un partenaire de référence pour les praticiens de l'art dentaire. Nous offrons à nos clients une large palette de produits et services autour des soins dentaires, afin de leur permettre de répondre aux différents besoins de leurs patients.

L'innovation et la technologie au service des praticiens pour rendre l'excellence abordable aux patients : telle est la devise éthique de BIOTECH DENTAL

Philippe VERAN

Président

SOMMAIRE

Présentation	p.04
Tableau des comptabilités	p.08
Compatible Anthogyr Axiom®	p.10
Compatible AstraTech & ETK	p.13
Compatible avec Nobel Active & Nobel Parallele CC & Nobel Replace CC	p.18
Compatible avec Nobel Brånemark	p.22
Compatible avec Nobel Replace	p.24
Compatible avec Global D In-Kone®	p.28
Compatible Zimmer Screw-Vent® & MIS®	p.32
CAD-CAM	p.37
Compatible Cerec	p.43
Vis définitives	p.44
Tournevis	p.46

Les parties prothétiques Denteo sont compatibles avec les systèmes mentionnés ci-dessus.



Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Dentéo est une société française spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de parties **PROTHÉTIQUES DENTAIRES** compatibles avec les principaux systèmes implantaires disponibles sur le marché.

Nos dispositifs répondent aux plus hautes exigences qualité de conception et de fabrication à un coût correspondant à l'évolution des contraintes médico-économiques.

CONCEPTION - FABRICATION - VENTE



Forts de longues années d'expériences, à la fois dans le développement de dispositifs médicaux et dans la fabrication de pièces à haute technicité, nous souhaitons offrir des produits répondant aux nouvelles attentes des professionnels de santé en terme de design, de qualité et de prix.

Les produits que nous développons, produisons et distribuons s'orientent sur les souhaits de nos clients et répondent à leurs exigences.

UN SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE



NOTRE VISION

Chez Denteo, nous pensons que les meilleures technologies sont des technologies éprouvées. Nous cherchons toujours des moyens pour vous fournir des solutions plus intelligentes et plus simples.

Nous sommes convaincus qu'il est possible d'offrir des produits à moindre coût sans en changer la qualité. Nous créons des solutions pour donner une plus grande satisfaction aux praticiens comme aux patients, tout en réduisant les coûts.

NOTRE ENGAGEMENT

Notre mission consiste à créer et améliorer continuellement les conditions rentables favorisant des collaborations pérennes. Nos résultats sont le fruit d'un travail d'équipe avec nos clients et fournisseurs.

Notre **INTEGRITÉ** et notre **HONNÊTÉTÉ** sont présentes dans chacune de nos décisions. Il est aussi de notre devoir de respecter chaque personne en commençant par nos collaborateurs et partenaires. Nous avons également un rôle à jouer dans la protection de l'environnement et des ressources naturelles.

Nous sélectionnons nos partenaires en premier lieu pour leurs respects de nos exigences qualité.





DENTEO
BIOTECH DENTAL

LA QUALITÉ EST NOTRE PREMIÈRE PRIORITÉ

Parce que nous sommes responsables envers le patient, le praticien et toutes personnes intervenant dans l'utilisation de nos produits, la qualité est notre principale préoccupation.

FABRICATION FRANÇAISE

Tous nos fournisseurs intervenant dans la fabrication de nos produits sont spécialisés dans la production de dispositifs médicaux et répondent aux plus hautes exigences réglementaires.

Afin de garantir la qualité de nos produits, nous développons des partenariats forts avec nos sous-traitants et les sélectionnons régionalement. Ainsi nos pièces sont entièrement fabriquées en France.



CERTIFICATS CE ET ISO


Les acteurs du secteur des dispositifs médicaux doivent répondre à des exigences en termes de qualité et de sécurité.
Tous nos produits sont marqués CE.

De plus, de la conception du produit à sa distribution en passant par sa fabrication et sa mise en place, notre certification ISO 13485 est un gage de garantie de la conformité de nos dispositifs médicaux aux réglementations en vigueur ainsi qu'à l'attente de nos clients.



TRAÇABILITÉ

Nous assurons le suivi complet de nos produits, de la matière première jusqu'à l'implantation. Nos pièces sont conditionnées individuellement. Chaque conditionnement est étiqueté de façon à assurer la traçabilité précise des pièces.



Dans nos processus d'industrialisation, nous nous appuyons sur les meilleures pratiques sur l'ensemble de l'activité. Nos partenaires nous permettent de répondre aux exigences de nos clients en termes de coûts, de qualité, de service et de flexibilité.




TABLEAU DES COMPATIBILITÉS

		Extension	Compatibles				
		Biotech Dental Kontakt®	Anthogyr Axiom®	Astra Tech & ETK	Biomet 3i Certain Internal connection	Biomet 3i Hex External connection	Global D In-Kone®
	Vis de cicatrisation		X	X			
	Vis de couverture			X			
	Transfert		X	X			X
	Analogue		X	X			X
Prothèse transvissée	Pilier Multi		X	X			X
	Gaine Calcinable		X	X			X
	Gaine Titane		X	X			X
Prothèse scellée	Pilier Calcinable						
	Pilier Provisoire		X	X			X
	Pilier Droit		X	X			X
	Pilier Angulé						
CAD-CAM	Embase CAD-CAM	X	X	X			X
	ScanBody	X	X	X	X	X	X



	Compatibles				
Nobel Active & Nobel Parallele CC & Nobel Replace CC	Nobel Brånemark	Nobel Replace	Straumann Bone Level	Straumann Tissue Level	Zimmer Screw-Vent® & MIS®
X		X			X
X	X	X			X
X	X	X			X
X		X			X
X	X	X			X
X	X	X			X
		X			
X	X	X			
X		X			X
					X
X	X				X
X	X	X	X	X	X



TOURNEVIS DENTEO 1.20



Hexa
1,20



MM-TCA-120-M	Contre-angle
MM-TM-120-M	Manuel
MM-TP-120	Prothésiste

CICATRISATION

VIS DE CICATRISATION

Ø (mm)	H (mm)	Référence
4	2,5	AA70-4H25
	3,5	AA70-4H35
5	1,5	AA70-5H15
	2,5	AA70-5H25
	3,5	AA70-5H35
6	1,5	AA70-6H15
	2,5	AA70-6H25
	3,5	AA70-6H35
	4,5	AA70-6H45

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
19€90	17€90



**MANUEL
TA6V**

EMPREINTE

TRANSFERT*

Caractéristique	Référence
Pick-up Standard	AA66
Pick-up Pilier Multi	AA68



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
29€80	26€82

**MANUEL
TA6V**

ANALOGUE

Caractéristique	Référence
Standard	AA01
Pilier Multi Ø 4,8 mm	AA02



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
18€60	16€74

* Vis définitive incluse.

**Clé de vissage non incluse.

PROTHÈSE TRANSVISSÉE

PILIER MULTI**

H (mm)	Référence
1,5	AA40-H15
2,5	AA40-H25
3,5	AA40-H35



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€10	43€30



GAINE CALCINABLE*

Caractéristique	Référence
Gaine calcinable Rotationnelle Pilier Multi	AA38



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
17€40	15€66



GAINE TITANE*

Caractéristique	Référence
Gaine titane Rotationnelle Pilier Multi	AA39



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
25€00	22€50



PILIER DROIT*

Ø (mm)	H (mm)	Référence
4	1,5	AA16-4H1
	3,5	AA16-4H3
5	1,5	AA16-5H1
	3,5	AA16-5H3
6	2,5	AA16-6H2
	3,5	AA16-6H3



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
42€90	38€60



PROTHÈSE SCELLÉE

PILIER PROVISOIRE*

H (mm)	Référence
1	AA56-H1
3	AA56-H3



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
24€90	22€40





VIS DE
CICATRISATION
ET COUVERTURE

TOURNEVIS



TRANSVISSÉE

SCELLÉE

CAD-CAM



TRANSFERTS



ANALOGUES



PILIERS



Pilier Multi

Pilier Provisoire



Gaine Calcinable



Gaine Titane



Pilier Droit Festonné



Embase CAD-CAM*

TOURNEVIS DENTEO 1.27



Hexa
1,27



MM-TCA-127-M

Contre-angle

MM-TM-127-M

Manuel

MM-TP-127

Prothésiste

CICATRISATION

VIS DE CICATRISATION

Ø (mm)	H (mm)	Référence	
		Ocean 3,5/4,0	Lilas 4,5/5,0
4	2	AS70-OC-4H2	-
	4	AS70-OC-4H4	AS70-LI-4H4
	6	AS70-OC-4H6	AS70-LI-4H6
4,5	3	AS70-OC-45H3	-
	4	AS70-OC-45H4	-
	5	AS70-OC-45H5	-
	6	AS70-OC-45H6	-
5,5	2	AS70-OC-55H2	AS70-LI-55H2
	3	AS70-OC-55H3	AS70-LI-55H3
	4	AS70-OC-55H4	AS70-LI-55H4
	5	AS70-OC-55H5	AS70-LI-55H5
	6	AS70-OC-55H6	AS70-LI-55H6
6,5	2	-	AS70-LI-65H2
	3	-	AS70-LI-65H3
	4	AS70-OC-65H4	AS70-LI-65H4
	5	-	AS70-LI-65H5
	6	AS70-OC-65H6	AS70-LI-65H6

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
19€90	17€91



VIS DE COUVERTURE

Référence	
Ocean 3,5/4,0	Lilas 4,5/5,0
AS71-OC	AS71-LI



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
19€20	17€30



EMPREINTE

TRANSFERT*

Caractéristique	Référence	
	Ocean 3,5/4,0	Lilas 4,5/5,0
Pick-up Standard	AS66-OC-SH	AS66-LI-SH
Pick-up Pilier Multi	AS68	



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
29€80	26€82

COMPATIBLE AVEC ASTRA TECH & ETK

ANALOGUE

Caractéristique	Référence	
	Ocean 3,5/4,0	Lilas 4,5/5,0
Standard	AS01-OC	AS01-LI
Pilier Multi	AS02	



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
18€60	16€74

PROTHÈSE TRANSVISSÉE

PILIER MULTI DROIT (cône 20°)

H (mm)	Référence	
	Ocean 3,5/4,0	Lilas 4,5/5,0
0,5	AS40-OC-H05	AS40-LI-H05
1	AS40-OC-H1	AS40-LI-H1
2	AS40-OC-H2	AS40-LI-H2
4	AS40-OC-H4	AS40-LI-H4



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
68€90	62€00



 15 N.cm
TA6V

GAINE CALCINABLE*

Caractéristique	Référence	
	Ocean 3,5/4,0	Lilas 4,5/5,0
Gaine calcinable Rotationnelle Pilier Multi	AS38	



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
17€40	15€66

 20 N.cm
PMMA

PACK PILIER + GAINE CALCINABLE



+



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
74€90	67€40

GAINE TITANE*

Caractéristique	Référence	
	Ocean 3,5/4,0	Lilas 4,5/5,0
Gaine Titane Rotationnelle Pilier Multi	AS39	



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
25€00	22€50

 20 N.cm
TA6V

PROTHÈSE SCÉLÉE

PILIER PROVISOIRE*

Caractéristique	Référence	
	Ocean 3,5/4,0	Lilas 4,5/5,0
Anti-rotationnel	AS56-OC	AS56-LI



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€80



PILIER DROIT FESTONNÉ*

Ø (mm)	H (mm)	Référence	
		Ocean 3,5/4,0	Lilas 4,5/5,0
4,5	1,5	AS17-OC-45H15	-
	3	AS17-OC-45H3	-
5,5	1,5	AS17-OC-55H15	AS17-LI-55H15
	3	AS17-OC-55H3	AS17-LI-55H3
6,5	1,5	AS17-OC-65H15	AS17-LI-65H15
	3	AS17-OC-65H3	AS17-LI-65H3



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
78€90	71€00



COMPATIBLE AVEC NOBEL ACTIVE & NOBEL PARALLELE CC & NOBELRAPLACE CC



**VIS DE
CICATRISATION**

TOURNEVIS



TRANSMISSÉE

SCELLÉE

CAD-CAM



TRANSFERTS



ANALOGUES



PILIERS



Pilier Multi

Pilier Provisoire



Gaine Calcinable



Gaine Titane



Pilier Droit Festonné



Embase CAD-CAM*

COMPATIBLE AVEC NOBEL ACTIVE & NOBEL PARALLELE CC & NOBELRPLACE CC

TOURNEVIS DENTEO NO



NO 	MM-TCA-NO-M	Contre-angle
	MM-TM-NO-M	Manuel
	MM-TP-NO	Prothésiste

CICATRISATION



VIS DE CICATRISATION

Plateforme	H (mm)	Référence		
		Ø 3 mm	Ø 5 mm	Ø 6 mm
NP	3	NA70-NP-3H3	NA70-NP-5H3	-
	5	NA70-NP-3H5	NA70-NP-5H5	-
RP	3	NA70-RP-3H3	NA70-RP-5H3	NA70-RP-6H3
	5	NA70-RP-3H5	NA70-RP-5H5	NA70-RP-6H5

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
19€90	17€90



EMPREINTE

ANALOGUE

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Standard	NA01-NP
RP		NA01-RP
-	Pilier Multi	NA02



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
18€60	16€74

TRANSFERT*

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Pick-up	NA66-NP
RP	Standard	NA66-RP
-	Pick-up Pilier Multi	NA68



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
29€80	26€82



*Vis définitive incluse

COMPATIBLE AVEC NOBEL ACTIVE & NOBEL PARALLELE CC & NOBELRPLACE CC

PROTHÈSE TRANSVISSÉE

PILIER MULTI

Plateforme	H (mm)	Référence
NP	1,5	NA40-NP-H15
	2,5	NA40-NP-H25
	3,5	NA40-NP-H35
	4,5	NA40-NP-H45
RP	1,5	NA40-RP-H15
	2,5	NA40-RP-H25
	3,5	NA40-RP-H35
	4,5	NA40-RP-H45



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
68€80	61€90



GAINE CALCINABLE*

Caractéristique	Référence
Gaine calcinable Rotationnelle Pilier Multi	NA38



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
17€40	15€66



GAINE TITANE*

Caractéristique	Référence
Gaine Titane Rotationnelle Pilier Multi	NA39



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
25€00	22€50



COMPATIBLE AVEC NOBEL ACTIVE & NOBEL PARALLELE CC & NOBELRAPLACE CC

PROTHÈSE SCELLÉE

PILIER PROVISOIRE*

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Anti-rotationnel	NA56-NP
RP		NA56-RP



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
32€⁹⁰	29€⁶⁰



PILIER DROIT*

Plateforme	H (mm)	Référence
NP	1,5	NA17-NPH15
	3	NA17-NPH3
	4,5	NA17-NPH45
RP	1,5	NA17-RPH15
	3	NA17-RPH3
	4,5	NA17-RPH45



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
63€²⁰	56€⁹⁰



*Vis définitive incluse

COMPATIBLE NOBEL BRÅNEMARK



TOURNEVIS



TRANSVISSÉE



SCELLÉE



CAD-CAM



TRANSFERTS



ANALOGUES

PILIER



Gaine Calcinable

Gaine Titane

Pilier Calcinable

Pilier Provisoire

Embase CAD-CAM*

COMPATIBLE NOBEL BRÅNEMARK

TOURNEVIS DENTEO NO



NO



MM-TCA-NO-M

Contre-angle

MM-TM-NO-M

Manuel

MM-TP-NO

Prothésiste

EMPREINTE

ANALOGUE

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Standard	NB01-NP
RP		NB01-RP
WP		NB01-WP



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
18€60	16€74

TRANSFERT*

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Pick-up Standard	NB66-NP
RP		NB66-RP
WP		NB66-WP
	Pick-up Pilier Multi	NA68



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
29€80	26€82



PROTHÈSE TRANSVISSÉE

GAINE CALCINABLE*

Caractéristique	Référence
Gaine calcinable Rotationnelle Pilier Multi	NA38



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
17€40	15€66



GAINE TITANE*

Caractéristique	Référence
Gaine Titane Rotationnelle Pilier Multi	NA39



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
25€00	22€50



PROTHÈSE SCÉLÉE PILIER PROVISOIRE*

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Anti-rotationnel	NB56-NP
RP		NB56-RP
WP		NB56-WP




PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
32€90	29€60



*Vis définitive incluse

COMPATIBLE AVEC NOBEL REPLACE



COMPATIBLE AVEC NOBEL REPLACE

TOURNEVIS DENTEO NO



NO 	MM-TCA-NO-M	Contre-angle
	MM-TM-NO-M	Manuel
	MM-TP-NO	Prothésiste

CICATRISATION

VIS DE CICATRISATION

Plateforme	H (mm)	Référence	
		Standard	Large
NP	3	NR70-NPH3	NR70L-NPH3
	5	NR70-NPH5	NR70L-NPH5
RP	3	NR70-RPH3	NR70L-RPH3
	5	NR70-RPH5	NR70L-RPH5
WP	3	NR70-WPH3	NR70L-WPH3
	5	NR70-WPH5	NR70L-WPH5



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
19€90	17€90



EMPREINTE

ANALOGUE

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Standard	NR01-NP
RP	Standard	NR01-RP
WP	Pilier Multi	NR01-WP
-	Pilier Multi	NA02



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
18€60	16€74

TRANSFERTS

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Pick-up	NR66-NP
RP	Standard	NR66-RP
WP	Pick-up	NR66-WP
-	Pilier Multi	NA68



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
29€80	26€82

PROTHÈSE TRANSVISSÉE

PILIER MULTI

Plateforme	H (mm)	Référence
NP	1	NR40-NP-H1
	2	NR40-NP-H2
	3	NR40-NP-H3
RP	1	NR40-RP-H1
	2	NR40-RP-H2
	3	NR40-RP-H3
WP	1	NR40-WP-H1
	2	NR40-WP-H2
	3	NR40-WP-H3



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
68€80	61€90



GAINÉ CALCINABLE*

Caractéristique	Référence
Gaine calcinable Rotationnelle Pilier Multi	NA38



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
17€40	15€66



GAINÉ TITANE*

Caractéristique	Référence
Gaine Titane Rotationnelle Pilier Multi	NA39



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
25€00	22€50



PROTHÈSE SCÉLÉE

PILIER CALCINABLE*

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Anti-rotationnel	NR36-NP
RP		NR36-RP
WP		NR36-WP



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
19€90	17€90



COMPATIBLE AVEC NOBEL REPLACE

PILIER PROVISOIRE*

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Anti-rotationnel	NR56-NP
RP		NR56-RP
WP		NR56-WP



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
32€90	29€60



PACK PILIER PROVISOIRE + PILIER CALCINABLE



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€90	35€90

PILIER DROIT*

Plateforme	H (mm)	Référence
NP	1	NR16-NPH1
	2	NR16-NPH2
RP	1	NR16-RPH1
	2	NR16-RPH2
	3	NR16-RPH3
WP	1	NR16-WPH1
	2	NR16-WPH2



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
49€90	44€90



*Vis définitive incluse

PILIER DROIT FESTONNÉ*

Plateforme	H (mm)	Référence
NP	1	NR17-NPH1
	2	NR17-NPH2
RP	1	NR17-RPH1
	2	NR17-RPH2
	3	NR17-RPH3
WP	1	NR17-WPH1
	2	NR17-WPH2



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
63€20	56€90





TOURNEVIS



TRANSVISSÉE

SCELLÉE

CAD-CAM

TRANSFERTS



ANALOGUES



PILIERS



Pilier Multi

Pilier Provisoire



Gaine Calcinable

Gaine Titane



Pilier Droit Festonné



Embase CAD-CAM*

TOURNEVIS DENTEÉ 1.20



Hexa 1,20 	MM-TCA-120-M	Contre-angle
	MM-TM-120-M	Manuel
	MM-TP-120	Prothésiste

EMPREINTE

TRANSFERT*

Caractéristique	Référence
Pick-Up Standard court	TI66-SH



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
29€80	26€82



ANALOGUE

Caractéristique	Référence
Standard	TI01
Pilier Multi	TI02



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
18€60	16€74

PROTHÈSE TRANSVISSÉE

PILIER MULTI

H (mm)	Référence
0,7	TI40-H07
1,5	TI40-H15
3	TI40-H3
5	TI40-H5



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
23€90	21€50



GAINÉ CALCINABLE*

Caractéristique	Référence
Gaine calcinable Rotationnelle Pilier Multi	TI38



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
17€40	15€66



GAINE TITANE*

Caractéristique	Référence
Gaine Titane Rotationnelle Pilier Multi	TI39



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
25€00	22€50



PACK PILIER + GAINE



+



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
29€50	26€55



+



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
34€30	30€90

PROTHÈSE SCELLÉE

PILIER PROVISOIRE*

Caractéristique	H (mm)	Référence
Anti-rotationnel	1,5	TI56-H15
	3	TI56-H3



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
24€90	22€40



PILIER DROIT*

Plateforme	H (mm)	Référence
4	0,7	TI16-4H07
	1,5	TI16-4H15
	2,2	TI16-4H22
	3	TI16-4H3
	4	TI16-4H4
	5	TI16-4H5
5	0,7	TI16-5H07
	1,5	TI16-5H15
	2,2	TI16-5H22
	3	TI16-5H3
	4	TI16-5H4
	5	TI16-5H5
	7	TI16-5H7
6,5	1,5	TI16-65H15
	2,2	TI16-65H22
	3	TI16-65H3
	4	TI16-65H4

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
36€20	32€60





TOURNEVIS DENTEO 125



Hexa 1,25	MM-TCA-125-M	Contre-angle
	MM-TM-125-M	Manuel
	MM-TP-125	Prothésiste

CICATRISATION

VIS DE CICATRISATION

Plateforme	Ø (mm)	H (mm)	Référence
3,5	3,5	3	ZI70-35-35H3
		5	ZI70-35-35H5
	4,5	3	ZI70-35-45H3
		5	ZI70-35-45H5
		7	ZI70-35-45H7
	5,5	3	ZI70-35-55H3
5		ZI70-35-55H5	
4,5	4,5	3	ZI70-45-45H3
		5	ZI70-45-45H5
		7	ZI70-45-45H7
	5,5	3	ZI70-45-55H3
		5	ZI70-45-55H5
	6,5	3	ZI70-45-65H3
5		ZI70-45-65H5	

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
19€90	17€90



EMPREINTE

ANALOGUE

Plateforme	Caractéristique	Référence
3,5	Standard	ZI01-35
4,5	Standard	ZI01-45
-	Pilier Multi	ZI02



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
18€60	16€74

TRANSFERT*

Plateforme	Caractéristique	Référence
3,5	Pick-up Standard	ZI66-35
4,5	Pick-up Standard	ZI66-45
-	Pick-up Pilier Multi	ZI68



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
29€80	26€82



*Vis définitive incluse

PROTHÈSE TRANSVISSÉE

PILIER MULTI

Plateforme	H (mm)	Référence
3,5	0,75	ZI40-35H075
	2	ZI40-35H2
	3	ZI40-35H3
	4	ZI40-35H4
4,5	0,75	ZI40-45H075
	2	ZI40-45H2
	3	ZI40-45H3
	4	ZI40-45H4



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€90	44€00



GAINÉ CALCINABLE*

Caractéristique	Référence
Gaine Calcinable Rotationnelle Pilier Multi	ZI38



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
17€40	15€66



PACK PILIER + GAINÉ CALCINABLE



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
58€50	52€65

GAINÉ TITANE*

Caractéristique	Référence
Gaine Titane Rotationnelle Pilier Multi	ZI39



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
25€00	22€50



PROTHÈSE SCELLÉE

PILIER CALCINABLE*

Plateforme	Caractéristique	Référence
3,5	Anti-rotationnel	ZI36-35
4,5		ZI36-45



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
19€90	17€90



PILIER DROIT NON FESTONNÉ*

Plateforme	Ø (mm)	H (mm)	Référence
3,5	4,5	1	ZI16-35-45H1
		2	ZI16-35-45H2
		3	ZI16-35-45H3
4,5	4,5	1	ZI16-45-45H1
		2	ZI16-45-45H2
		3	ZI16-45-45H3
	5,5	1	ZI16-45-55H1
		2	ZI16-45-55H2
		3	ZI16-45-55H3



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
49€90	44€90



PILIER DROIT FESTONNÉ*

Plateforme	Ø (mm)	H (mm)	Référence
3,5	4,5	1	ZI17-35-45H1
		2	ZI17-35-45H2
		3	ZI17-35-45H3
4,5	4,5	1	ZI17-45-45H1
		2	ZI17-45-45H2
		3	ZI17-45-45H3
	5,5	1	ZI17-45-55H1
		2	ZI17-45-55H2
		3	ZI17-45-55H3



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
59€70	53€75



COMPATIBLE ZIMMER SCREW-VENT® & MIS®

PILIER ANGULÉ 17°*

Plateforme	Ø (mm)	H (mm)	Référence
3,5	4,5	1	ZI28-35-45H1
		2	ZI28-35-45H2
		3	ZI28-35-45H3
4,5	4,5	1	ZI28-45-45H1
		2	ZI28-45-45H2
		3	ZI28-45-45H3
	5,5	1	ZI28-45-55H1
		2	ZI28-45-55H2

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
69€20	62€30



PILIER UNIVERSEL*

Plateforme	Ø (mm)	Référence
3,5	4,5	ZI15-35-45
	5,5	ZI15-35-55
4,5	5,5	ZI15-45-55
	6,5	ZI15-45-65

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
49€90	44€90



ANTHOGRYR

EMPREINTE NUMERIQUE SCANBODY

Caractéristique	Référence
Scanbody d'implant	AA95
Scanbody Pilier Multi	AA91-48



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50

 MANUEL
TA6V + PEEK

PROTHÈSE SCELLÉE EMBASE TITANE

H(mm)	Référence
1	AA18-H1
2	AA18-H2
3	AA18-H3



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€50

 25 N.cm
TA6V

ASTRA TECH & ETK

EMPREINTE NUMERIQUE SCANBODY

Plateforme	Caractéristique	Référence
Ocean	Scanbody d'implant	AS95-OC
Lilas		AS95-LI
20°	Scanbody Pilier Multi	AS91-20
45°		AS91-45



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50

 MANUEL
TA6V + PEEK

PROTHÈSE SCELLÉE EMBASE TITANE

Plateforme	Caractéristique	Référence
Ocean	1	AS18-OC-H1
	3	AS18-OC-H3
Lilas	1	AS18-LI-H1
	3	AS18-LI-H3



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€50

 20 - 25 N.cm
TA6V

PROTHÈSE TRANSVISSÉE EMBASE TITANE

Caractéristique	Référence
Embase Pilier Multi 20°	AS19-20



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€50

 20 N.cm
TA6V

BIOMET 3I HEX® EXTERNAL CONNECTION

EMPREINTE NUMERIQUE SCANBODY

Plateforme	Caractéristique	Référence
3,4	Scanbody d'implant	BE95-34
4,1		BE95
5,0		



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50

 **MANUEL
TA6V + PEEK**

BIOMET 3I CERTAIN® INTERNAL CONNECTION

EMPREINTE NUMERIQUE SCANBODY

Plateforme	Caractéristique	Référence
3,4	Scanbody d'implant	BI95-34
4,1		BI95
5,0		



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50

 **MANUEL
TA6V + PEEK**

NOBEL ACTIVE & NOBEL PARALLELE CC & NOBEL REPLACE CC

EMPREINTE NUMERIQUE

SCANBODY

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Scanbody d'implant	NA95-NP
RP		NA95-RP
RP	Scanbody Pilier Multi	NA91-RP
WP		NA91-WP



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50

 **MANUEL**
TA6V + PEEK

PROTHÈSE SCELLÉE

EMBASSE TITANE

Plateforme	Référence
NP	NA18-NP-H1
RP	NA18-RP-H1



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€50

 **35 N.cm**
TA6V

PROTHÈSE TRANSVISSÉE

EMBASSE TITANE

Caractéristique	Référence
Embase Pilier Multi RP	NA19-RP



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€50

 **15 N.cm**
TA6V

NOBEL ACTIVE BRANEMARK

EMPREINTE NUMERIQUE SCANBODY

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Scanbody d'implant	NB95-NP
RP		NB95-RP
WP		NB95-WP



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50



PROTHÈSE SCELLÉE EMBASE TITANE

Plateforme	Référence
NP	NB18-NP
RP	NB18-RP
WP	NB18-WP



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€50



NOBEL REPLACE

EMPREINTE NUMERIQUE SCANBODY

Plateforme	Caractéristique	Référence
NP	Scanbody d'implant	NR95-NP
RP		NR95-RP
WP		NR95-WP



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50



PROTHÈSE SCELLÉE EMBASE TITANE

Plateforme	Référence
NP	NR18-NP-H1
RP	NR18-RP-H1
WP	NR18-WP-H1



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€50



STRAUMANN BONE LEVEL

EMPREINTE NUMERIQUE SCANBODY

Plateforme	Caractéristique	Référence
NC	Scanbody d'implant	SB95-NC
RC		SB95-RC



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50

 MANUEL
TA6V + PEEK

STRAUMANN TISSUE LEVEL

EMPREINTE NUMERIQUE SCANBODY

Plateforme	Caractéristique	Référence
NN	Scanbody d'implant	ST95-NN
RN		ST95-RN
WN		ST95-WN



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50

 MANUEL
TA6V + PEEK

GLOBAL D IN-KONE

EMPREINTE NUMERIQUE SCANBODY

Caractéristique	Référence
Scanbody d'implant	TI95



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50

 **MANUEL**
TA6V + PEEK

PROTHÈSE SCELLÉE EMBASE TITANE

H(mm)	Référence
1	TI18-H1
2	TI18-H2
3	TI18-H3



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€50

 **15 N.cm**
TA6V

ZIMMER SCREW-VENT & MIS

EMPREINTE NUMERIQUE SCANBODY

Plateforme	Caractéristique	Référence
3,5	Scanbody d'implant	ZI95-35
4,5		ZI95-45
5,7		ZI95-57
Multi	Scanbody Pilier Multi	ZI91



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	40€50

 **MANUEL**
TA6V + PEEK

PROTHÈSE SCELLÉE EMBASE TITANE

Plateforme	Référence
5,7	ZI18-57-H1



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€50

 **30 N.cm**
TA6V

PROTHÈSE TRANSVISSÉE EMBASE TITANE

Caractéristique	Référence
Embase Pilier Multi	ZI19



PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
39€80	35€50

 **20/30 N.cm**
TA6V


COMPATIBLE CEREC

KONTACT® COMPATIBLE CEREC®

EMBASE*

H (mm)	Caractéristiques	Références
1	Anti-rotationnelle	BK18-H1
2	Anti-rotationnelle	BK18-H2
3	Anti-rotationnelle	BK18-H3

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
48€00	43€20



KONTACT® COMPATIBLE CEREC®

SCANPOST

H (mm)	Caractéristiques	Références
1	Anti-rotationnel	BK97-H1
2	Anti-rotationnel	BK97-H2
3	Anti-rotationnel	BK97-H3

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
53€00	47€70



*Les embases et scanposts sont compatibles avec les capuchons de scannage pour caméra Bluecam® et Omnicam®. Vis définitive incluse.

ANTHOGRYR AXIOM®

Caractéristique	Référence
Vis définitive AA	AA85-01
Vis gaine Pilier Multi	AA85-02

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90

ASTRA TECH® & ETK®

Caractéristique	Référence
Vis définitive AS LI	AS85-LI01
Vis définitive AS OC	AS85-OC01
Vis gaine Pilier Multi AS	AS85-02

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90

BIOMET 3I CERTAIN® INTERNAL CONNECTION

Caractéristique	Référence
Vis définitive BI	BI85-01

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90

BIOMET 3I HEX® EXTERNAL CONNECTION

Caractéristique	Référence
Vis définitive BE	BE85-01

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90

NOBEL ACTIVE & REPLACE CC

Caractéristique	Référence
Vis définitive NA NP	NA85-NP01
Vis définitive NA RP	NA85-RP01
Vis gaine Pilier Multi NA	NA85-02

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90

NOBEL BRÅNEMARK

Caractéristique	Référence
Vis définitive NB NP	NB85-NP01
Vis définitive NB RP	NB85-RP01
Vis définitive NB WP	NB85-WP01

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90

NOBEL REPLACE

Caractéristique	Référence
Vis définitive NR NP	NR85-NP
Vis définitive NR RPWP	NR85-RPWP

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90

STRAUMANN BONE LEVEL

Caractéristique	Référence
Vis définitive SB NC	SB85-NC01
Vis définitive SB RC	SB85-RC01

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90

STRAUMANN BONE LEVEL

Caractéristique	Référence
Vis définitive ST RN et WN	ST85-01

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90

GLOBAL D IN-KONE®

Caractéristique	Référence
Vis définitive TI	TI85-01
Vis gaine Pilier Multi TI	TI85-02

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90


ZIMMER SCREW-VENT®

Caractéristique	Référence
Vis définitive pilier angulé ZI	ZI85-01-A
Vis définitive pilier droit ZI	ZI85-01-D
Vis gaine Pilier Multi ZI	ZI85-02

PU TTC	
Par 1	Par 5 -10%
8€80	7€90


TOURNEVIS

TOURNEVIS CONTRE-ANGLE



Compatibilité avec les P.P.G Denteo uniquement		Description	Référence	PU TTC
Astra Tech		Tournevis manuel Hexagonal (6 pans) 1,27 mm Longueur 12 mm	MM-TCA-127-M	22€
Zimmer		Tournevis manuel Hexagonal (6 pans) 1,25 mm Longueur 12 mm	MM-TCA-125-M	
Global D Anthogyr		Tournevis manuel Hexagonal (6 pans) 1,20 mm Longueur 12 mm	MM-TCA-120-M	
Nobel		Tournevis manuel Etoile pour vis Nobel Longueur 12 mm	MM-TCA-NO-M	


TOURNEVIS DE PROTHÈSE MANUEL




Compatibilité avec les P.P.G Denteo uniquement		Description	Référence	PU TTC
Astra Tech		Tournevis manuel Hexagonal (6 pans) 1,27 mm Longueur 12 mm	MM-TM-127-M	39€
Zimmer		Tournevis manuel Hexagonal (6 pans) 1,25 mm Longueur 12 mm	MM-TM-125-M	
Global D Anthogyr		Tournevis manuel Hexagonal (6 pans) 1,20 mm Longueur 12 mm	MM-TM-120-M	
Nobel		Tournevis manuel Etoile pour vis Nobel Longueur 12 mm	MM-TM-NO-M	
Straumann		Tournevis manuel Empreinte Straumann Longueur 12 mm	MM-TM-ST-M	

TOURNEVIS

TOURNEVIS PROTHÉSISTE



Compatibilité		Description	Référence	PU TTC
AstraTech		Tournevis prothésiste Hexagonal (6 pans) 1,27 mm	MM-TP-127	49€
Zimmer		Tournevis prothésiste Hexagonal (6 pans) 1,25 mm	MM-TP-125	
Global D Anthogyr		Tournevis prothésiste Hexagonal (6 pans) 1,20 mm	MM-TP-120	
Nobel		Tournevis prothésiste Etoile pour vis Nobel	MM-TP-NO	
Straumann		Tournevis prothésiste Empreinte Straumann	MM-TP-ST	




Description	Référence	PU TTC
Kit de 5 tournevis prothésiste avec 3 tournevis hexagonal 1,20 - 1,25 - 1,27 et 2 autres compatibles Nobel ou Straumann avec leur boîte de rangement	MM-BOX	298€
Boîte de rangement tournevis prothésiste	MM-BOX-TP	75€



DENTE_O
BIOTECH DENT_{AL}

POUR PASSER VOS COMMANDES,
MERCİ DE CONTACTER NOTRE ÉQUIPE



 Sur notre boutique : www.denteo.fr

 contact@denteo.fr

 Service Client : **+33 (0)4 13 22 82 55**



Dentéo
Iléna park Bâtiment B2
120, Allée Jacques Monod
69800 Saint-Priest - France



Tél. : +33 (0)4 13 22 82 55



contact@denteo.fr



www.denteo.fr