

NemoCast

A BIOTECH DENTAL BRAND



UNE SOLUTION COMPLÈTE
D'ORTHODONTIE NUMÉRIQUE

NEMOTEC
A BIOTECH DENTAL COMPANY



BIOTECH DENTAL

Pourquoi NemoCast ?

Le logiciel NemoCast est une solution simple et intuitive pour le diagnostic orthodontique, la planification de traitement et la production au fauteuil.

”

Il existe plusieurs types de logiciels numériques, mais l'avantage de NEMO est la possibilité d'organiser intuitivement la position des dents depuis le visage, les racines et les os alvéolaires en analysant le traitement d'aligneurs orthodontiques. Les gouttières peuvent être imprimées directement en interne et en haute qualité sur une imprimante 3D.

Dr Kenji Ojima (Japon)




Avantages pour les praticiens



- ▶ Préparation des cas pilotés par l'IA. Gagnez du temps et focalisez-vous sur le diagnostic et le plan de traitement
- ▶ Flux intuitif et guidé : étape par étape pour l'analyse de modèles numériques, la planification de traitement et la conception de produits
- ▶ Intégration de l'esthétique et de la fonctionnalité dans votre plan de traitement orthodontique

La segmentation automatique de la dent ou couronne utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les dents sur le CBCT, ce qui permet d'obtenir une précision maximale et de gagner du temps.



Avantages pour les patients




- ▶ Montrez à vos patients leur plan de traitement afin de gagner leur confiance et acceptation
- ▶ Vues animées du setup pour observer les résultats finaux
- ▶ Moins de visites au cabinet et réduction du temps passé au fauteuil

Faites entrer Nemocast dans votre cabinet !


- ▶ Plan de traitement par aligneurs : séquençages, taquets, crochets, dents virtuelles, IPR, repositionnement mandibulaire, extractions, etc
- ▶ Plan de traitement avec bagues : facial et lingual, formes d'arcades personnalisées, setup simple et rapide
- ▶ Modèles efficaces pour la production d'aligneurs. Intégration de machines de coupe CNC, cirage virtuel automatique, étiquetage, etc...
- ▶ Impression directe des aligneurs. NemoCast vous permet d'imprimer directement vos gouttières en 3D.
- ▶ Guides pour collage direct et indirect





Fonctionnalités principales

- ▶ Analyse orthodontique : faites une analyse simple avec une gamme complète d'outils analytiques tels que les formes d'arcades, les angulations, les divergences, les rapports de Bolton, l'occlusion et les espaces, overjet / overbite
- ▶ Analyse dynamique de l'occlusion à l'aide de l'articulateur virtuel
- ▶ Ajout de bagues à la planification et création de guides de collage
- ▶ Pontiques virtuels qui s'adaptent à l'espace mésio-distal pendant les étapes du traitement en évitant les collisions
- ▶ Planification de mini-vis pour améliorer les traitements orthodontiques
- ▶ Intégration de photos 3D
- ▶ Rapport PDF du plan de traitement
- ▶ Suivi des traitements



De l'écran à la bouche du patient : Produits



- ▶ Export et impression en interne
- ▶ Biomodèles d'aligneurs
- ▶ Aligneur direct
- ▶ Guides de collage indirect pour bagues
- ▶ Micro-vis et guides de corticotomie



sm;ers



Pourquoi NemoStudio?

- ▶ La Plateforme Dentaire Numérique interdisciplinaire la plus puissante
- ▶ Dématérialisée, accédez à vos données n'importe où et n'importe quand
- ▶ Plateforme pilotée par l'IA, composée de fonctions automatisées réduisant considérablement le temps de planification et vous permettant de focaliser sur les aspects médicaux du cas
- ▶ Des dossiers aux produits. Intégration d'une gamme complète d'appareils (CBCT, IOS, radios numériques intra-orales et extra-orales, imprimantes 3D, ...)
- ▶ Environnement coopératif pour les Cabinets Dentaires, Planning Centers, Laboratoires et Industries
- ▶ NemoStories™ : maintient vos patients et référents stupéfaits. Montez automatiquement vos cas et partagez les sur votre réseau social favori

+20 000

utilisateurs au monde

+73

pays

+30

années d'expérience

Assistance ● Formation ● Services de Planification

Smile Design

NemoSmile

Implantologie

NemoScan

Orthodontie

NemoCeph

NemoCast

NemoFAB|Ortho

Orthognathie

NemoFAB

Education

NemoUniversity

Intégration

Planning center

NemoCast

A BIOTECH DENTAL BRAND



BIOTECH DENTAL

305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence - France

Tel.: +33 (0)4 90 44 60 60

CustomerCareService@biotech-dental.com

www.biotech-dental.com
www.biotechgalaxy.com

NEMOTEC
A BIOTECH DENTAL COMPANY



Avenida Juan Caramuel, 1
28919 Leganés (Madrid) - Spain

Tel: +34 914335222

info@nemotec.com

www.nemotec.com

NemoCast et suite NemoStudio: fabriqués par Software Nemotec, S.L. Outil de soutien au diagnostic et du plan de traitement pour la dentisterie et la chirurgie orale et maxillofaciale. Dispositifs médicaux de classe Im. CE2797. Non remboursés par la Sécurité Sociale. Toutes les marques sont sous la responsabilité de leur fabricant. Avant utilisation, se référer au manuel d'utilisation de chaque produit. Visuels non contractuels. Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon de Provence - France. S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - Miramas - France. Ne pas jeter sur la voie publique.

Member of CISQ Federation

