



BIOTECH DENTAL  
CONNECT



**RAYFace**

Scanner 3D Du Visage One-shot

# Une Solution Innovante Inégalée

## Scanner One-shot

**Le patient numérique en 0,5 seconde !**

- ▶ Capturez les photos de face et de profils en 0,5 secondes
- ▶ Matchez différentes prises de vues (naturelle, forcée, avec écarteurs, ...)
- ▶ Déterminez avec précision le corridor buccal pour vos projets esthétiques



## Auto Alignement

**Un avatar dentaire comme vous ne l'avez jamais vu !**

- ▶ Réorientez vos modèles par rapport aux plans de référence
- ▶ Couplez automatiquement avatar, empreintes optiques et CBCT
- ▶ Observer le déplacement des dents et des racines



# Face Driven Dentistry

## Une expérience clinique inégalée



### Consultation

- ▶ Communication avec le patient simplifiée
- ▶ Conception d'un sourire en 3D immédiat



### Diagnostic

- ▶ Création automatique de repères pour un diagnostic précis et rapide
- ▶ Observation des déplacements des dents et des racines grâce à la segmentation



### Communication

- ▶ Communication interactive avec la patient
- ▶ Fluidité des échanges avec la laboratoire

## Intégration Multiple



# Caractéristiques

Scanner	Nom	RFS200
	Dimension (L x H x P)	808 x 390 x 552 mm
	Poids	9.5kg
	CDV (champ de vision)	220 x 300 mm
	Type de balayage	Lumière Blanche/Bleue
	Résolution	1440 x 1080
	Texture	24bit couleurs nets
	Transfere d'image	LAN
	Source de Lumière	Couleur blanche LED
	Puissance requise	100 ~ 240V 50/60Hz 2.0A
Kit de Calibration	Dimension (L x H x P)	198 x 246.3 x 565.5 (mm)
	Poids	2.5Kg



# PC Requis

	Minimum
<b>CPU (laptop)</b>	Intel Core 17-10800H
<b>CPU (Desktop)</b>	Intel Core 17-10700
<b>GPU</b>	NVIDIA GeForce RTX 3070 8GB
<b>RAM</b>	32GB
<b>Stockage</b>	1TB SSD
<b>Moniteur</b>	1920 x 1080
<b>USB</b>	1 x USB port 2.0
<b>LAN</b>	1Gbps Ethernet
<b>OS</b>	Microsoft Windows® 10 x64 Microsoft Windows® 11 x64

**Distribué par :**



Tél. : +33 (0)6 58.62.73.14

Tél. : +33 (0)6 21 00 57 11

[connect@biotech-dental.com](mailto:connect@biotech-dental.com)

[www.biotech-dental.com](http://www.biotech-dental.com)