



GAMME IMPLANTOLOGIE



BIOTECH DENTAL



Kontakt™



Consultez
la brochure



Implant Kontakt™


Choisissez la polyvalence

Titane Grade 5
État de surface sablé passivé
Connectique de type cône Morse
Indexation brevetée STSystem®
Apex sphérique atraumatique

Les +

- Tout type d'édentement, tout type d'os.
- Particulièrement recommandé dans les cas d'implantation immédiate et de mise en charge immédiate.
- Disponible en **5 diamètres** :
3 mm / 3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm / 5,4 mm.
- Disponible en **9 longueurs** :
6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm / 20 mm / 22 mm / 24 mm.

Kontakt™ N



Consultez
la brochure



Implant Kontakt™ N

Améliorez l'ostéointégration
et réduisez les délais
de traitements*


Titane Grade 5
État de surface nanostructuré
Connectique de type cône Morse
Indexation brevetée STSystem®
Apex sphérique atraumatique

Les + _____

- Tout type d'édentement, tout type d'os.
- Surface très hydrophile favorisant la reminéralisation osseuse.*
- Disponible en **5 diamètres** :
3 mm / 3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm / 5,4 mm.
- Disponible en **6 longueurs** :
6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm.

*Pour plus d'information, consultez notre brochure.

Kontakt™ S



Consultez
la brochure



AFNOR Cert. 73017

Implant Kontakt™ S

Efficacité et performance*
dans les situations d'os de forte densité

Titane Grade 4
État de surface sablé mordancé
Connectique de type cône Morse
Indexation brevetée STSystem®
Apex sphérique atraumatique


Les +

- Implantation dans un os de forte densité de type D1/D2.
(Utilisation de l'implant Kontakt™ S+ dans les situations d'os de faible densité D3/D4).
- Disponible en **5 diamètres** :
3 mm / 3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm / 5,4 mm.
- Disponible en **6 longueurs** :
6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm / 16 mm.
- Certifié CleanImplant.



*Pour plus d'information, consultez notre brochure.

Kontakt™ S+



Consultez
la brochure



AFNOR Cert. 73017

Implant Kontakt™ S+

Efficacité et performance*
pour un résultat optimal
dans les situations d'os de faible densité

Titane Grade 4
État de surface sablé mordancé
Ailettes élargies
Connectique de type cône Morse
Indexation brevetée STSystem®
Apex sphérique atraumatique


Les +

- Implantation dans un os de faible densité type D3/D4.
(Utilisation de l'implant Kontakt™ S dans les situations d'os de forte densité D1/D2).
- Présente des ailettes élargies favorisant la stabilité primaire et l'ostéointégration dans un os de faible densité.
- Particulièrement recommandé dans le cas d'implantation immédiate post extractionnelle.
- Disponible en **2 diamètres de corps** : 3,6 mm et 4,2 mm
et **4 diamètres externes** : 4 mm / 4,5 mm / 5 mm / 5,5 mm.
- Disponible en **3 longueurs** :
8 mm / 10 mm / 12 mm.

*Pour plus d'information, consultez notre brochure.

Kontakt™ MB

BONE & TISSUE LEVEL CONCEPT



Consultez
la brochure



AFNOR Cert. 72017

Implant Kontakt™ MB

Optimisez l'espace biologique
et préservez le complexe
ostéo-muqueux*

Titane Grade 4

Etat de surface sablé mordancé

Connectique externe type pilier conique
diamètre 4,9 mm MUA (Multi-Unit Abutment**)

Apex sphérique atraumatique


Les +

- Implant monobloc avec col transgingival concave anodisé en rose.
- Destiné aux procédures chirurgicales en 1 temps et aux restaurations transvissées unitaires, plurales et complètes (pas applicables au diamètre 2,75 mm).
- Pilier conique universel intégré de diamètre standard pour prothèse vissée.
- Excellente résistance mécanique (y compris pour l'implant de diamètre 2,75 mm).
- Disponible en **5 longueurs** : 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm.
- Disponible en **5 diamètres** de corps : 2,75 mm / 3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm / 5,4 mm.
- Disponible en **2 hauteurs gingivales** : 1,8 mm / 2,8 mm.

*Pour plus d'information, consultez notre brochure.

** Multi-Unit Abutment : Pilier Multi Unit.

Kontakt™ PL



Consultez
la brochure



Implant Kontakt™ PL

L'harmonie parfaite
entre la biologie et
l'esthétique

Titane Grade 4
État de surface sablé mordancé
Connectique conique
Indexation brevetée STSystem®
Apex sphérique atraumatique

Les +

- Implant transgingival avec col anodisé rose (taille S, M, L, XL).
- Gestion optimale des tissus mous, optimisation de l'espace biologique et de la stabilité tissulaire.
- Phase prothétique facilitée*.
- Disponible en **3 diamètres** : 3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm.
- Disponible en **5 longueurs** : 6 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm.

*Pour plus d'information, consultez notre brochure.

Kontakt™ W



Consultez
la brochure



Implant Kontakt™ W

Simplicité et fiabilité
pour une efficacité accrue*

Titane Grade 4
État de surface sablé mordancé
Connectique conique
avec indexation hexagonale

Les +

- Répond à toutes les indications cliniques.
- Disponible en **3 diamètres** :
3,6 mm / 4,2 mm / 4,8 mm.
- Disponible en **5 longueurs** :
5 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm.
- Trousse chirurgicale dédiée et pièces prothétiques spécifiques.

*Pour plus d'information, consultez notre brochure.

Zeramex® XT

For Biotech Dental



Consultez
la brochure

Implant Zeramex® XT

For Biotech Dental

Le blanc naturel
à l'ère du numérique

Céramique ATZ BIO-HIP
(dioxyde de zirconium nervuré)
Surface trimodale hydrophile, sablée mordancée
Liaison «Bolt-in-Tube»

Les +

- Implant en céramique en 2 parties.
- Zero métal.
- Technologie carbone-céramique : liaison forte et durable* entre l'implant et le pilier grâce à la vis Vicarbo.
(PEEK haute performance renforcé en fibres de carbone).
- Disponible en **3 diamètres** : 3,5 mm / 4,2 mm / 5,5 mm.
- Disponible en **4 longueurs** : 8 mm / 10 mm / 12 mm / 14 mm.
- Trousse chirurgicale dédiée et pièces prothétiques spécifiques.

*Pour plus d'information, consultez notre brochure.

SYSTÈME IMPLANTAIRE KONTACT™

simple, pratique, et performant

Trousse de **chirurgie**



Une **trousse de chirurgie unique** pour tous les implants de la gamme Kontakt™ *

Les +

- ✓ **Compacte** pour un encombrement minimal et un stockage optimal.
- ✓ **Pratique** avec une ouverture simple et rapide, facilitant l'accès aux instruments.
- ✓ **Lisible** grâce au marquage couleur permettant une identification rapide des instruments.
- ✓ **Ergonomique et Intuitive** : forets étagés et protocole simplifié.
- ✓ **Intégralement démontable** pour une décontamination complète et autoclavable.

*Sauf pour la gamme d'implants Kontakt™ W qui dispose d'une trousse de chirurgie dédiée et de sa gamme prothétique spécifique.

Trousse de **chirurgie guidée**



Une **trousse de chirurgie guidée unique** pour tous les implants de la gamme Kontakt™ *

Les +

- ✓ **Compatible** avec les principaux logiciels de chirurgie guidée.
- ✓ **Compacte** pour un encombrement minimal et stockage optimal.
- ✓ **Pratique** : sans cuillères, ni butées.
- ✓ **Intuitive** : instruments et plateau avec des codes couleurs pour une identification simple et rapide et un protocole de forage clair et précis.
- ✓ **Intégralement démontable** pour une décontamination complète en autoclave.

*Sauf pour la gamme d'implants Kontakt™ W qui dispose d'une trousse de chirurgie dédiée et de sa gamme prothétique spécifique.



BIOTECH DENTAL

Créateur d'un monde de sourires

MADE IN FRANCE *

305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence - France

Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60
Fax : +33 (0)4 90 44 60 61

info@biotech-dental.com
www.biotech-dental.com
www.biotechgalaxy.com

*Fabriqué en France.

Biotech Dental - 305, Allées de Craponne - 13300 Salon-de-Provence, France, S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04. Kontakt™ / Kontakt™ S / Kontakt™ S+ / Kontakt™ N / Kontakt™ PL / Kontakt™ MB / Kontakt™ W : fabriqué par : Biotech Dental. Dispositifs médicaux (DM) de classe I, IIa et IIb. CE04 : destinés à l'implantologie dentaire. Zeramex XT : Mandataire : Dentalpoint Germany GmbH. Fabricant : Dentalpoint AG. Dispositifs médicaux de classe I, IIa, IIb destinés à l'implantologie dentaire. CE0050. Trousses de chirurgie : assemblée par Biotech Dental. Ce système est un assemblage de dispositifs médicaux.
Tous ces DM doivent être utilisés par des professionnels de santé qualifiés et formés. Toutes les marques sont sous la responsabilité de leurs fabricants respectifs. Lire attentivement les instructions figurant sur les notices. Non remboursés par la Sécurité Sociale.
Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - France.