




IRIS  
BY  
STARCK®

Innovation. Design. Technologie.

**Design  
& technologie.**  
Une vision  
partagée  
du progrès  
dentaire.



CEO Biotech Dental Group

**Philippe Veran**

La meilleure façon d'anticiper l'avenir,  
c'est de le bâtir"

“ *En harmonie avec notre corps*”  
**Philippe Starck**




Créateur François

**Philippe Starck**

L'esprit est mon moyen  
de transport favori,  
car il est illimité et  
la batterie n'est jamais vide"

Design  
& technologie

**Design  
& ergonomie.**  
Élégance  
et légèreté.



Courbure biomimétique :  
pièce à main qui s'inscrit  
dans le prolongement  
de la main, offrant  
une sensation de légèreté  
lors de l'utilisation

Actions à distance : minimise  
les interruptions pour un flux  
de travail plus fluide

Contours arrondis : absence  
d'angles vifs pour une douceur  
en bouche et une accessibilité  
facilitée

**Aileron** : meilleure préhension  
et manipulation simplifiée pour  
plus de précision dans leur  
geste

Coque totalement  
transparente : dévoile  
la finesse des composants  
de haute technologie

Cordon d'alimentation  
haut débit : source d'énergie  
stable et continue

Absence de batterie :  
réduction de l'impact  
environnemental

Design  
& ergonomie

“ Technologie, nouvelle ergonomie et humanité ”  
**Philippe Starck**



# Design & ergonomie

Navigation intuitive

**Design & ergonomie.**  
L'essentiel  
au moment voulu.


- ✓ Interface utilisateur épurée, fluide, adaptée aux besoins du métier
- ✓ Boîte à outils complète afin de s'adapter aux singularités des patients
- ✓ Liberté dans le mode de scannage : guidé ou libre
- ✓ Intégration parfaite dans le flux de travail des praticiens

# Ecosystème complet

## Ecosystème complet.

Une porte d'entrée pour l'ensemble des flux digitaux.

- ✓ Outils d'échange et de communication avec ses contacts et son équipe, sans frais supplémentaires
- ✓ Accès à un répertoire exclusif de contacts professionnels faisant partie du réseau IRIS
- ✓ Intégration simplifiée de nouveaux contacts, avec accès à un site web dédié
- ✓ Création sur mesure d'équipes : ajout de comptes sécurisés pour chacun des collaborateurs et assistants
- ✓ Véritable assistant de gestion des commandes
- ✓ Environnement de partage sécurisé des données



# Intelligence artificielle

“

*Inventé, conçu, produit en France grâce à l'intelligence  
et l'incroyable ingénierie française"*

**Philippe Starck**

## **Intelligence Artificielle.**

Pour une expérience  
évolutive et sereine.

- ✓ Dispositif évolutif : l'IA intégrée permet de fournir des fonctionnalités avant-gardistes et d'augmenter les performances de la caméra
- ✓ Grande rapidité de scannage
- ✓ Haute précision des modèles 3D
- ✓ Reconnaissance automatique des formes et textures

## Une technologie dernière génération pour une expérience unique

Autonome & intuitive

- ✓ Capteurs vidéo novateurs pour un résultat fidèle à la réalité : résolution 1200\*1200 pixels
- ✓ Etanchéité IP67: désinfection sur l'ensemble de la caméra par trempage ou par UV-C\*
- ✓ Largeur de champ permettant de scanner 2 faces en même temps
- ✓ Absence d'étalonnage de la caméra
- ✓ Absence d'embouts : pas de coûts supplémentaires et respect de l'environnement
- ✓ LEDs pour indiquer l'état de la caméra : en veille ou en cours d'acquisition
- ✓ Poids de la caméra : 120 gr (sans le cordon d'alimentation)

Une technologie dernière génération





