BIOTECH DENTAL IMPLANTS x spidergraft®



SPIDERGRAFT

Sécurisez votre espace de régénération osseuse péri-implantaire

BIOTECH DENTAL GROUP

La simplicité de la régénération* péri-implantaire


SpiderGraft est conçu pour soutenir les procédures d'augmentation osseuse conjointement avec la pose implantaire. Sa structure multi-branches permet une manipulation facile, tout en assurant le maintien de l'espace nécessaire à la néoformation osseuse.

- **Branches sécables** pour un ajustement précis aux défauts.
- **Maintien de l'espace** pour favoriser une régénération efficace*.
- **Excellente étanchéité bactérienne** pilier/implant.
- **Compatibilité** avec la connectique STSystem®.
- **Disponible en trois hauteurs** selon les besoins cliniques.

"Intégration fluide dans les routines chirurgicales existantes"



"Implantation & pose de biomatériaux en une seule intervention"



*Il est important de noter qu'une régénération efficace est dépendante aussi de l'acte chirurgical, du biomatériau, de la gestion des tissus mous et des facteurs patient.

L'élégance du design au service du maintien de l'espace

Nécessaire à la néoformation osseuse

«Rigidité ciblée pour un espace maintenu »

1

3 hauteurs pour plus de flexibilité



KSGVL15
1,5mm




KSGVL25
2,5mm



KSGVL35
3,5mm

«Préserve les échanges, respecte les tissus.»



2

Qui assure la stabilité biomécanique

Les branches en titane apportent la rigidité nécessaire pour stabiliser l'augmentation osseuse :

- Limitent les micromouvements
- Protègent le greffon de la pression des tissus mous
- Maintiennent un espace stable pendant la
- cicatrisation osseuse cicatrisation osseuse.

3

Qui favorise les échanges biologiques essentiels

Conception épurée :

- Échanges vasculaires avec le périoste
- Évite l'ischémie tissulaire
- Réduit le contact métal/tissu

Booster le pouvoir de votre biomatériau péri implantaire

Venez découvrir notre Gamme Régénération Biotech-Dental adaptée :

MaxGraft®

Poudre d'os spongieux et d'os cortico-spongieux Allogreffe



- Structure naturelle 3D : favorise l'ostéoconduction et la régénération osseuse.
- Hydrophilie optimale : manipulation facile et revascularisation rapide.
- Intégration rapide : ostéo-intégration en 3 à 4 mois.
- Stabilité volumique : idéale en association avec os autologue

Réf.	Contenu	Taille particules	Type
FR30005S	1 x 0,5 ml	0,25 - 1,0 mm	Os spongieux
FR30005	1 x 0,5 ml	< 2,0 mm	
FR30010	1 x 1,0 ml	< 2,0 mm	
FR30020	1 x 2,0 ml	< 2,0 mm	
FR30040	1 x 4,0 ml	< 2,0 mm	
FR31005	1 x 0,5 ml	< 2,0 mm	Os cortico-spongieux
FR31010	1 x 1,0 ml	< 2,0 mm	
FR31020	1 x 2,0 ml	< 2,0 mm	
FR31040	1 x 4,0 ml	< 2,0 mm	

MinerOss® XP

Matrice osseuse porcine ostéoconductive



- Phosphate de calcium cristallin, proche de l'os humain
- Porosité élevée pour une intégration osseuse efficace
- Stérilisé gamma, déprotéinisé et délipidé pour plus de sécurité
- Maintien de l'espace et stabilité volumique avec membrane

Réf.	Contenu	Taille particules	Type
MINXP-CAN0.5SM	0,5 cm^3	0,25 - 1,0 mm	Poudre
MINXP-CAN1.0SM	1,0 cm^3	0,25 - 1,0 mm	
MINXP-CAN2.0SM	2,0 cm^3	0,25 - 1,0 mm	
MINXP-CAN4.0SM	4,0 cm^3	1,0 - 2,0 mm	
MINXP-CAN1.0LG	1,0 cm^3	1,0 - 2,0 mm	
MINXP-CAN2.0LG	2,0 cm^3	1,0 - 2,0 mm	
MINXP-SYR0.5	0,5 cm^3	0,25 - 1,0 mm	Seringue

Cerabone®

Substitut osseux 100 % bovin*



- Haute pureté, sans résidus organiques
- Porosité 65–80 %, pores 600–900 m
- Structure biomimétique, favorise la régénération
- Excellente stabilité mécanique et volumique

Réf.	Contenu	Taille particules
1510	1 x 0,5 ml	0,5 - 1,0 mm
1511	1 x 1,0 ml	0,5 - 1,0 mm
1512	1 x 2,0 ml	0,5 - 1,0 mm
1515	1 x 5,0 ml	0,5 - 1,0 mm
1820	1 x 0,5 ml	1,0 - 2,0 mm
1821	1 x 1,0 ml	1,0 - 2,0 mm
1822	1 x 2,0 ml	1,0 - 2,0 mm
1825	1 x 5,0 ml	1,0 - 2,0 mm

Cerabone® plus

Substitut osseux bovin avec hyaluronate*



- Ostéoconductivité et stabilité du Cerabone®
- Propriétés de l'hyaluronate
- Texture collante et malléable après
- hydratation
- Application rapide, comblement précis des défauts
- Remodelage facile, granules stables en place

Réf.	Contenu	Taille particules
1810	1 x 0,5 ml	0,5 - 1,0 mm
1811	1 x 1,0 ml	0,5 - 1,0 mm
1820	1 x 0,5 ml	1,0 - 2,0 mm
1821	1 x 1,0 ml	1,0 - 2,0 mm

* SpiderGraft est recommandé avec les biomatériaux porcins et allogreffes.

Kit SpiderGraft

KSGK

Tournevis


Pour la transfixation du SpiderGraft

Réf. 1032

Extracteur de pilier

Pour la préhension du SpiderGraft et son extraction.

Réf. Kex



Rangement des SpiderGraft

Pince Kelly

Pour la mise en forme des branches

Réf. H1

Réf. KSGKV

Précelle auto-serrante

Pour la préhension des piliers lors du positionnement dans l'implant

Réf. 678-212

En savoir plus sur nos autres solutions

305, Allées de Craponne
13300 Salon-de-Provence - France

Tél. : +33 (0)4 90 44 60 60 I Fax : +33 (0)4 90 44 60 61

info@biotech-dental.com
www.biotech-dental.com
www.galaxybiotech.com

Spidergraft : fabriqué par : Biotech Dental. - S.A.S au capital de 24 866 417 € - RCS Salon de Provence : 795 001 304 - SIRET : 795 001 304 00018 - N° TVA : FR 31 79 500 13 04. Dispositifs médicaux Spidergraft de classe IIb, dispositifs destinés à protéger la greffe osseuse de la pression des tissus mous dans la région alvéolaire. CE0477. Lire attentivement les instructions figurants dans la notice. Non remboursés par la sécurité sociale. Visuels non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimerie VALLIERE - 163, Avenue du Luxembourg - ZAC des Molières - 13140 Miramas - France. Dispositifs médicaux MinerOss® XP et MinerOss® X de classe III, pour la formation et l'intégration d'os nouveau sur le site d'implantation dentaire. CE2797. Fabricant : Collagen Matrix ; Mandataire : MDSS GmbH. Lire attentivement les instructions figurant sur la notice. Non remboursé par la Sécurité Sociale. MinerOss est une marque enregistrée de BioHorizons. A propos des produits : cerabone® Granulate, cerabone® plus - Fabricant : botiss biomaterials GmbH. Distribués par Biotech Dental. Lire attentivement les instructions figurants dans les notices. Non remboursés par la sécurité sociale. Dispositif médical cerabone® Granulate Classe III, pour le comblement durable ou la reconstruction de défauts osseux aseptiques et pour l'augmentation de volume en cas de greffe d'os spongieux autologue en chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale. CE 0483. Cerabone® Granules est une marque de botiss biomaterials GmbH. Dispositif médical cerabone® plus Classe III, pour le comblement durable ou la reconstruction de défauts osseux aseptiques, et pour l'augmentation de volume en cas de greffe d'os spongieux autologue en chirurgie dentaire, buccale et maxillo-faciale. CE 048. Cerabone® plus est une marque de botiss biomaterials GmbH

SPI-BR-FR_Rév.03_02/2026